


INOGEN ONE[®] G5[™] System



Inogen One
AC strømadapter*
Artikkel #BA-501



Inogen One G5
Likestrømsledning*
Artikkel #BA-306



Inogen One G5
Litium ionbatteri*
Opp mot 6,5 timer driftstid
Artikkel #BA-500



Inogen One G5
Bæreseske*
Artikkel #CA-500

Inogen One G5 System (IS-500):

- Kompakt og lett
- Tilførselsinnstilling 1-6
- Intelligent oksygenlevering i pulser
- Laget for bruk 24 timer i døgnet
- Nytt lettlest LCD-display med symboler

*Inkludert med systemet

**Tilbehør selges separat



Inogen One[®]G5
Litium ionbatteri med utvidet driftstid**
Opp mot 13 timer driftstid
Artikkel #BA-516



Inogen One G5
Ryggsekk**
Artikkel #CA-550

Oxygen. Anytime. Anywhere[®]

Nok en gang setter Inogens innovasjon en ny standard for oksygenleveranse.

Inogen One G5 tilbyr mest oksygen per kilo for en bærbar oksygenkonsentrator på markedet i dag. Med tilførselsinnstillinger fra 1-6 er Inogen One G5 designet for å øke uavhengigheten til brukere som trenger oksygentilførsel døgnet rundt. Den kan lades opp hjemme eller når du er på farten - noe som gir deg friheten til å puste. Når som helst. Hvor som helst.

Inogen One G5 er den eneste løsningen du trenger for oksygen enten du er hjemme, eller du er på farten.

Vekt	2,2 kg. (4,7 lbs.) (med standard batteri)
Størrelse	Lengde: 18,26 cm. (7,19 tommer.) Bredde: 8,28 cm. (3,26 tommer.) Høyde: 20,7 cm. (8,15 tommer.) (med standard batteri)
Oksygentilførsel	Leveringssystem for pulsdoser Seks innstillinger for tilførsel 1, 2, 3, 4, 5, 6
Strøm	AC strømadapter 100-240 V, 50-60 Hz (automatisk deteksjon for bruk i hele verden) Likestrømsledning: Input ved bruk i bil 13,5-15,5 V, maks 10A
Batteri	Varighet (standard batteri): Opp mot 6,5 timer Ladetid opp til 3 timer med vekselstrøm eller likestrøm Varighet (dobbelt batteri): Opp mot 13 timer Ladetid opp til 6 timer med vekselstrøm eller likestrøm
Støynivå	38 dBA*
Innstilling	Enkel betjening og lettlest LCD-display med symboler
Bruk	Laget for å brukes 24 timer i døgnet, og samsvarer med alle gjeldende FAA-krav for bruk av portable oksygenkonsentratorer ombord på fly

*Ved tilførselsinnstilling 2