


# INOGEN ONE<sup>G5™</sup> System



Inogen One  
AC-strømforsyning\*  
Varenr. BA-501



Inogen One G5  
DC strøm kabel\*  
Varenr. BA-306



Inogen One G5  
Litiumionbatteri\*  
Op til 6,5 time driftstid  
Varenr. BA-500



Inogen One G5  
Bæretaske\*  
Varenr. CA-500



Inogen One G5  
Rygsæk\*\*  
Varenr. CA-550



Inogen One®G5  
Litiumionbatteri med forlænget levetid\*\*  
Op til 13 timers driftstid  
Varenr. BA-516

## Inogen One G5 System (IS-500):

- Kompakt og let
- Flowindstillinger 1-6
- Intelligent pulserende iltlevering
- Designet til 24-timers brug
- Nyt letlæseligt LCD-display med symboler

\*Inkluderet i systemet

\*\*Tilbehør sælges separat

## Oxygen. Anytime. Anywhere<sup>®</sup>

Igen sætter Inogen innovation en ny standard inden for iltlevering.

Inogen One G5 giver det største iltudbytte pr. kg for de bærbare iltkoncentratorer der i øjeblikket er tilgængelige. Med flowindstillinger fra 1-6 er Inogen One G5 designet til dramatisk at øge de fleste iltbrugeres uafhængighed af supplerende ilt 24/7. Den kan oplades hjemme eller på farten, hvilket giver patienterne frihed til ilt. Når som helst. Hvor som helst.

Inogen One G5 er din éne løsning, én enkelt løsning, til ilt hjemme eller ude.

<b>Vægt</b>	2,2 kg. (4,7 pund) (indeholder et enkelt batteri)
<b>Størrelse</b>	Længde: 18,26 cm. (7,19 in) Bredde: 8,28 cm. (3,26 in) Højde: 20,7 cm. (8,15 in) (indeholder et enkelt batteri)
<b>Iltflow</b>	Pulsdoserende leveringssystem Seks flowindstillinger 1, 2, 3, 4, 5, 6
<b>Strøm</b>	AC strømforsyning 100-240V AC, 50-60Hz (autosensing 1,0 A til brug verden over) DC-strømkabel: DC indgang 13,5-15,5V DC, 10 A max. til brug i bil
<b>Batteri</b>	Driftstid (enkelt batteri): Op til 6,5 time Genoplad op til 3 timer med AC eller DC strøm Driftstid (dobbelt batteri): Op til 13 timer Genoplad op til 6 timer med AC eller DC strøm
<b>Støjniveau</b>	38 dBA*
<b>Drift</b>	Enkle kontrolfunktioner og letlæseligt LCD-display med symboler
<b>Anvendelse</b>	Designet til 24/7 brug og er i overensstemmelse med alle gældende FAA-krav til brug af bærbare iltkoncentratorer i fly

\*Ved flowindstilling 2